

HIPOCLEAN

Solução de limpeza para equipamentos

NOME TÉCNICO

SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO (SOLUÇÃO DE CLORO ATIVO DE 5%)

APRESENTAÇÃO

Frasco c/ 1000 mL - Cód. PA412

COMPOSIÇÃO

Formulação	Quantidade
Hipoclorito de sódio 99%	50 mL
Água purificada	1000 mL

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE:

10287910055

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

Conservar o produto em temperatura ambiente (10° a 30° C).

Válido por 720 dias após fabricação.

Verificar o prazo de validade na embalagem.

Nunca utilizar produtos com validade expirada.

TRANSPORTE

O produto pode ser transportado em temperatura ambiente (10 a 30° C).

CUIDADOS ANTES DO USO

Manusear o produto utilizando equipamentos de proteção individual (luvas, avental e máscara).

Evite o contato com a pele e os olhos (caso entre em contato com as mãos, lave-as imediatamente com água em abundância; caso entre em contato com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância e consulte um médico; caso engula o reagente, procure cuidados médicos imediatamente).

Não use materiais com selo de qualidade rompido ou violado.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NÃO FORNECIDOS COM O PRODUTO

N.A.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

-FINALIDADE

O Hipoclean é um desinfetante eficaz amplamente utilizado na limpeza e desinfecção de equipamentos utilizados em diagnóstico in vitro, como pipetas, placas de Petri, e outros instrumentos de laboratório.

Sua eficácia como agente de limpeza reside em várias características:

- Ação Antimicrobiana: O hipoclorito de sódio é altamente eficaz na eliminação de bactérias, vírus, fungos e esporos. A substância ativa, o hipoclorito, decompõe-se liberando cloro, que é um forte oxidante capaz de quebrar as paredes celulares dos microrganismos e alterar seu DNA, RNA e proteínas, levando à morte celular.

- Concentração e Tempo de Contato: A eficácia do hipoclorito de sódio depende de sua concentração e do tempo de contato com os equipamentos. Para a desinfecção de equipamentos de laboratório são utilizadas soluções que precisam permanecer em contato com as superfícies por um tempo específico para garantir uma desinfecção eficaz.

- Limpeza e Enxágue: Antes da aplicação do hipoclorito, é crucial que os equipamentos sejam adequadamente limpos para remover matéria orgânica e outros resíduos que possam interferir na ação desinfetante do hipoclorito. Após a desinfecção, é essencial enxaguar os equipamentos com água estéril ou de alta pureza para remover qualquer resíduo de hipoclorito, evitando danos aos equipamentos ou interferência em testes subsequentes.

- AMOSTRA

Equipamentos para diagnóstico in vitro

CUIDADOS COM MANUSEIO DA AMOSTRA

N.A.

TÉCNICA DE USO

O Hipoclean encontra-se pronto para uso. O uso deve ser conforme instrução do fabricante do equipamento.

DESCARTE DO PRODUTO E DA AMOSTRA

Descartar o produto e a amostra de acordo com o programa de gerenciamento de resíduos do laboratório.

* Para o produto sem contato com a amostra seguir o plano de gerenciamento de resíduos químicos.

* Para a amostra e produto com amostra seguir plano de gerenciamento de resíduos infectantes ou possivelmente infectantes.

* Após incubação o produto deverá ser autoclavado a 121° C por 30 minutos e descartado em lixo apropriado.

GARANTIA DA QUALIDADE

Este produto é fabricado e liberado para venda após testes de controle de qualidade para cada lote, conforme normas das Boas Práticas de Fabricação e Controle de produtos para diagnóstico de uso in vitro.

Para eficácia do produto é necessário:

- Utilizar amostras clínicas coletadas, transportadas e armazenadas de acordo com a indicação da literatura especializada;

- Seguir rigorosamente todas as etapas descritas nesta instrução de uso.

- Utilizar acessórios e equipamentos adequados e em boa conservação.
- Transportar e armazenar o produto de acordo com as condições indicadas.
- Nunca utilizar produtos com a embalagem original danificada.

- Nunca utilizar produto com prazo de validade expirado.

Caso ocorra qualquer problema na utilização do produto relativo à qualidade intrínseca do mesmo, que tenha ocorrido por falha de fabricação comprovada, a **Newprov** resolverá a questão sem ônus ao cliente, conforme determinado na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

A Newprov disponibiliza aos seus clientes, assessoria técnico-científica para quaisquer esclarecimentos necessários quanto a utilização deste produto que não estejam contemplados nesta instrução de uso, através de contato com o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Certificados de análise de cada lote estão disponíveis na empresa e podem ser encaminhados ao cliente sempre que solicitados ao SAC ou acesso pelo site www.newprov.com.br após cadastro no campo de acesso restrito.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Desenvolvimento interno.

Consulte sempre a instrução de uso através do QR code impresso no rótulo do produto para garantir a correlação adequada de versão/revisão do documento frente ao produto adquirido.

Havendo necessidade de obter a instrução de uso em versão impressa solicitar sem custo adicional (inclusive de envio) ao nosso SAC pelo (41) 38881300 ou sac@newprov.com.br

PRODUTO PARA DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO

Fabricado e distribuído por:

Newprov Produtos para Laboratório Ltda

Rua 1° de Maio, 590/608 - Centro - CEP: 83323-020 - Pinhais - PR

CNPJ: 73.636.391/0001-09

Responsável Técnica:

Bárbara Pereira Albini – CRF/PR 19057

Indústria Brasileira

Serviço de Assessoria e Soluções de excelência em análises laboratoriais

SAC: 41 38881300 – sac@newprov.com.br